



HEALTHCARE™

Clorox Healthcare™ Bleach Germicidal Cleaner

One-step cleaning, disinfecting and deodorizing of hard, nonporous surfaces*

For more information,
contact your Clorox sales
representative or call
800-234-7700.

email:
healthcare@clorox.com
visit us:
www.cloroxhealthcare.com



1. REMOVE gross soil if visible. For *C. difficile* spores, always clean surface prior to disinfecting.†



2. SPRAY 6"-8" from surface until surface is completely wet.



3. To DISINFECT, let stand for 1 MINUTE. To kill TB, allow 30 seconds contact at room temperature. To kill *C. difficile* spores, allow 5 minutes contact. WIPE with a clean, damp cloth. Allow to air dry.



This product may be used on stainless steel, glazed ceramic tile, hard plastics, nonporous vinyl, painted surfaces, Plexiglas®, laminated plastic countertops, fiberglass (sealed) surfaces, glazed porcelain and glass.

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not use this product with ammonia or acids such as vinegar, rust removers or toilet bowl cleaners. Not intended for use on fabrics. Do not use this product with ammonia or acids such as vinegar, rust removers or toilet bowl cleaners. Not intended for use on fabrics. Use by expiration date.

© 2012 Clorox Professional
Products Company,
1221 Broadway,
Oakland, CA 94612.

NI-18559

* Look on the product label for additional directions for other applications such as for food-contact surfaces, veterinary sites and instrument precleaning or disinfection. For *C. difficile* spores, EPA requires surface cleaning prior to disinfecting.

† This is a one-step product. Precleaning is required only if blood, vomit, fecal matter or other soil is visible, or in advance of disinfecting *C. difficile* spores.

Use product as directed.

Plexiglas is a trademark of Arkema France Corporation.



Limpiador Germicida con Blanqueador Clorox Healthcare™

Limpia, desinfecta y desodoriza superficies duras y sin poros en un sólo paso*

Para obtener más información, comuníquese con su representante de Clorox o llame al **800-234-7700**.
correo electrónico: healthcare@clorox.com
visítenos: www.cloroxhealthcare.com



1. QUITE la mugre visible. Para las esporas de *C. difficile*, limpie siempre la superficie antes de desinfectar†.



2. ROCÍE a una distancia de 6-8 pulgadas de la superficie hasta que esté completamente mojada.



3. Para DESINFECTAR, deje reposar por 1 MINUTO. Para eliminar la TB, deje en contacto 30 segundos a temperatura ambiente. Para eliminar las esporas de *C. difficile*, deje en contacto 5 minutos. **LIMPIE** con un paño limpio y húmedo. Deje secar al aire.



Este producto se puede usar en acero inoxidable, azulejo de cerámica barnizado, plásticos duros, vinilo sin poros, superficies pintadas, Plexiglas®, mostradores laminados en plástico, superficies de fibra de vidrio (selladas), porcelana barnizada y vidrio.

PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de usarlo. No utilice este producto con amoníaco ni ácidos como vinagre, removedores de óxido o productos para limpiar el inodoro. No está hecho para usar en telas. Utilice antes de la fecha de vencimiento.

© 2012 Clorox Professional Products Company,
1221 Broadway,
Oakland, CA 94612.

* Consulte la etiqueta del producto para obtener instrucciones adicionales para otras aplicaciones como en superficies que entran en contacto con los alimentos, sitios veterinarios y la limpieza previa o desinfección de instrumentos. Para las esporas de *C. difficile*, la EPA requiere la limpieza de la superficie antes de desinfectar.

† Este es un producto de un sólo paso. Se requiere una limpieza previa sólo si se trata de sangre, vómito, materia fecal u otra mugre visible, o antes de desinfectar las esporas de *C. difficile*.

Use el producto como se indica.

Plexiglas es una marca registrada de Arkema France Corporation.